

Hyaluron Gel pour injecter sous la peau

FINELINE – DERM – DEEP

Emballage	Boîte en carton, notice d'instructions et manuel, plat en plastique hermétiquement fermé et stérile. Le gel est situé dans la seringue en verre jetable et stérile (2ml), y compris deux aiguilles 0.3 x 13mm (30G). 2ml est suffisant pour le traitement de 2 zones
La mesure	Boîte: longueur de 18.0cm, largeur de 7.7cm, taille de 3.0cm
Durée de conservation	Min. 2 ans sur un endroit sec plutôt frais et sombre. Ne pas refroidir resp. geler.
Production	Sodium-Hyaluronate-Gel construit à partir de la fermentation biologique pour la chirurgie plastique - origine non-animale. La technologie réticulé améliore la viscosité et l'élasticité du gel transparent.

Description

L'ACIDE HYALURONIQUE observé sur la peau est un composant important des espaces internes dans la matrice dite extracellulaire du derme. Ces sont exactement ces espaces que nous voulons remplir, nous avons cette possibilité par des injections ponctuelles sur certains points au-delà de la peau en utilisant Gel hyaluronique.

L'ACIDE HYALURONIQUE corporel a des différents poids moléculaires resp. viscosités, car il sert également de lubrifiant dans les articulations. On peut affirmer que plus profond le Gel hyaluronique est injecté dans la peau, plus il devrait être visqueux.

La taille des différentes molécules d'acide hyaluronique est corrélée à cela, une viscosité plus élevée est recommandée, car elle dure plus longtemps car une répartition équilibrée et uniforme est atteinte et nous voulons éliminer les rides de la peau du visage de façon permanente. En massant uniformément, le résultat est amélioré. Les dermatologues recommandent également l'utilisation d'un acide hyaluronique plus visqueux comme le DERM et le DEEP.

Nos variantes proposées:

FINELINE	la taille des particules 0.10-0.15mm	seringue G30 (0.3mm)	plis très fins
DERM	la taille des particules 0.15-0.28mm	seringue G30 (0.3mm)	plis fins et contours des lèvres
DEEP	la taille des particules 0.28-0.50mm	seringue G27 (0.4mm)	plis profonds, accumulation de volume léger

FINELINE Pour les beaux pattes d'oie autour des yeux et les fines rides au-dessus resp. entre les yeux, ainsi que de fins plis nasolabiaux qui descendent latéralement jusqu'à la bouche et de fines plis sur le front.

DERM Pour les rides plus profondes entre les yeux, la plie marionnette à l'angle gauche et droite de la bouche. Plis nasolabiaux coulant du nez à la bouche. Convient également pour les rides sur le front de quelqu'un et les plis à lèvres verticaux à cause de fumer. Peut aussi bien être utilisé pour les contours des lèvres.

DEEP Pour les rides plus profondes et les sous-injections légères et volumineuses pour soulever légèrement la peau, le côté gauche et le côté droit du nez, au menton ou même aux lèvres (effet levage). Amélioration de la forme naturelle, légères corrections d'asymétries, recommandées en cas de légers changements de volume locaux. Restauration du volume naturel

D'autres variations telles que DEPPER et SUB SKIN peuvent être envisagées pour les corrections de profondeur ou même pour les seins ou les fesses. Nous ne vendons pas ces deux versions en stock.

Nom	FINELINES LIGNES FINES	DERM DERM	DEEP PROFOND	DEEPER PLUS PROFOND	SUB-SKIN SOUS-PEAU
Concentration	20mg/ml	24mg/ml	24mg/ml	20mg/ml	20mg/ml
La taille des particules	0.10-0.15mm	0.15-0.28mm	0.28-0.50mm	0.50-1.25mm	1.25-2.0mm
Nombre approximatif de particules de gel	200'000	100'000	10'000	5'000	2'000
Volume de la seringue	1ml/2ml	1ml/2ml	1ml/2ml	1ml/2ml	2ml/10ml/20ml
Traitement	Lignes superficielles fines, plis (pattes d'oie, rides sur le front)	Modérer rides (lèvre contours et lignes verticales autour de la lèvre, de fumer)	Profond facial rides et plis (lignes autour du nez, comme plis nasolabiale)	Profond facial les rides et plis (remplissage des joues et / ou enlèvement des rides sur le cou)	Pour les dépression locaux, douce remplisseur de tissu et poitrine ou hanche renforcement / augmentation

Les rides dans la peau de notre visage sont des cicatrices de nos expressions faciales. Ainsi, plus tôt que vous commencerez à sous-injecter des rides, moins vous remarquerez de cicatrices au fil du temps. Il serait faux de commencer à l'âge de 50 ans. En outre, ça ne vous ne regards pas combien et comment profondes sont vos rides.

Le Gel hyaluronique se compose d'une très haute qualité et pureté et port tous les certificats actuels de qualité et de production tels que CE, GMP et ISO.

L'effet de la sous-injection dépend de nombreux facteurs. Certainement à partir de la profondeur des rides existantes en corrélation avec la profondeur de la sous-injection. Fondamentalement, un traitement reste sûrement pendant 3-6 mois. La quantité de 2 ml est suffisante pour le traitement d'au moins deux zones différentes (par exemple, les rides naso-labiales et du front). Les frais chez le dermatologue sont pour une zone à 1ml CHF 400.- et pour deux zones à 2ml CHF 700.-

Le traitement n'est pas particulièrement douloureux car nous sous-injectons le derme (peau de cuir). Alternativement une crème anesthésiante [Emla d'AstraZeneca] peut être utilisée, qui peut être appliquée sur la peau une heure avant l'application. Il est avantageux de laver la crème après l'avoir enfoncé dans la peau.

Fondamentalement toute personne qui se considère capable peut injecter le Gel hyaluronique indépendamment lui-même. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation ci-jointes. Nous vous conseillons de consulter un spécialiste. Nous attirons votre attention sur un avertissement - en raison d'une utilisation inappropriée - de notre part. Pour les risques et les effets secondaires, lisez la notice ou consultez votre médecin.

You would like to stay yourselves and look natural but you notice how your wrinkles on face become deeper and deeper. By using our biologically produced Gel hyaluronique you will look younger and fresher. Thus you will also achieve a psychological effect which gives you a good feeling of life and improves your personal charisma.

Vous voulez rester vous-même et avoir l'air naturel, mais vous remarquez que vos rides sur le visage deviennent de plus en plus profondes. En utilisant notre Gel hyaluronique produit biologique, vous aurez l'air plus jeune et plus frais. Ainsi, vous obtiendrez également un effet psychologique qui vous donne un bon sentiment de vie et améliore votre charisme personnel.