

Hyaluron Gel zum unter die Haut spritzen

FINELINE – DERM – DEEP

Verpackung	Kartonschachtel, Beipackzettel, Bedienungsanleitung, hermetisch verschlossene und sterile Plastik-schale plus Glasspritze (2ml) zwei Nadeln 0.3 x 13mm (30G) 2ml reicht für 2 Zonenbehandlung. Das Gel befindet sich in der sterilen versiegelten Einweg-Glasspritze.
Abmessung	Schachtel: 18.0cm Länge, 7.7cm Breite, 3.0cm Höhe
Haltbarkeit	Mind. 2 Jahre an einem trockenen eher kühlen und dunklen Ort. Nicht tiefkühlen.
Herstellung	Sodium-Hyaluronate-Gel aufgebaut über Biofermentation für plastische Chirurgie - nicht-animalischen Ursprungs. Die Crosslinked-Technologie verbessert die Viskosität und Elastizität des transparenten Gels.

Beschreibung

HYALURONSÄURE ist auf die Haut gesehen ein wichtiger Bestandteil der Zwischenräume innerhalb der so genannten extrazellulären Matrix der Lederhaut (Dermis). Genau diese Zwischenräume wollen wir punktuell unter der Haut auffüllen indem wir das HyaluronGel gezielt dort einspritzen. HYALURONSÄURE ist ein natürlicher, nährender und feuchtigkeitsspendender Bestandteil für die Haut,

Die körpereigene HYALURONSÄURE hat unterschiedliche Molekulargewichte resp. Viskositäten, da sie auch in den Gelenken als Schmiermittel dient. Es kann festgehalten werden, dass je tiefer in der Haut das HyaluronGel eingespritzt wird desto zäh- dickflüssiger sollte es sein.

Die Grösser der einzelnen Hyaluronsäure-Moleküle korrelieren dazu, wobei zu empfehlen ist eine eher höhere Viskosität zu verwenden, da sie länger anhält und eine ausgewogene und gleichmässige Verteilung erzielt wird und wir die Falten unserer Gesichtshaut nachhaltig ausbügeln möchten. Durch gleichmässiges Einmassieren verbessert sich das Resultat. Dermatologen empfehlen auch die Verwendung einer eher dickflüssigeren Hyaluronsäure also DERM und DEEP

Unsere angebotenen Variationen:

FINELINE	Partikel-Grösse 0.10-0.15mm	Spritze G30 (0.3mm)	sehr feine Falten
DERM	Partikel-Grösse 0.15-0.28mm	Spritze G30 (0.3mm)	feine Falten und Lippenkonturen
DEEP	Partikel-Grösse 0.28-0.50mm	Spritze G27 (0.4mm)	tiefe Falten, leichter Volumenaufbau

FINELINE Für feine Krähenfüsse um die Augen und feine Zornesfalten oberhalb resp. zwischen den Augen, sowie feine Nasolabial-Falten seitlich der Nase verlaufend zum Mund runter und feine Stirnfalten.

DERM Für tiefere Zornesfalten zwischen den Augen, Marionetten-Falten links und rechts der Mundwinkel. Nasolabial-Falten seitlich der Nase verlaufend zum Mund runter. Auch für Stirnfalten und vertikale Lippenfalten geeignet. Kann auch bereits für Lippenkonturen verwendet werden.

DEEP Für tiefere Falten und leichte voluminöse Ausspritzungen um die Haut etwas zu heben, links und rechts der Nase, beim Kinn oder auch für die Lippen (Lifting-Effekt). Verbesserung der natürlichen Form, leichte Korrekturen von Asymmetrien, empfohlen im Falle von leichten lokalen Volumenveränderungen. Wiederherstellung des natürlichen Volumens.

Für Tiefenkorrekturen oder gar um Brüste oder Gesäss anzuheben können weitere Variationen wie **DEPPER** und **SUB SKIN** in Betracht gezogen werden. Wobei wir diese beiden Varianten nicht ab Lager vertreiben.

Name	FINELINES FINE LINIEN	DERM HAUT	DEEP TIEF	DEEPER TIEFER	SUB-SKIN UNTER-HAUT
Konzentration	20mg/ml	24mg/ml	24mg/ml	28mg/ml	28mg/ml
Molekül-Grösse	0.10-0.15mm	0.15-0.28mm	0.28-0.50mm	0.50-1.25mm	1.25-2.0mm
Ca. Gelpartikel-Menge pro ml	200'000	100'000	10'000	5'000	2'000
Spritzen Volumen	1m/2ml	1m/2ml	1m/2ml	1m/2ml	2ml/10m/20ml
Behandlung	Dünne, feine oberflächliche Linien (Krähenfüsse, Runzeln, Falten auf der Stirn)	Moderate Falten (Lippen Kontouren und vertikale Linien um die Lippen, vom Rauchen)	Tiefe Gesichtsrunzeln und Falten (Linien um die Nase, wie Nasolabial-Falten)	Tiefe Gesichtsrunzeln und Falten (Wangen-Füllungen und beseitigen von Linien und Falten am Nacken)	Für lokale Vertiefungen und weiches Gewebe (Brüste oder Hüften Vergrösserung / Steigerung)

Falten in unserer Gesichtshaut sind Narben unserer Mimik. Also je früher Sie damit anfangen die Falten zu unterspritzen, desto geringer fällt die Narbenbildung über die Zeit gesehen aus. Es wäre also falsch erst im Alter von 50 Jahren damit anzufangen. Ausser es ist ihnen egal wie viele und wie tief ihre Falten sind.

Die Wirkung der Unterspritzung hängt von vielen Faktoren ab. Sicherlich von der Tiefe der vorhandenen Falten in Korrelation mit der Tiefe der Unterspritzung. Grundsätzlich hält aber eine Behandlung sicher für 3-6 Monate. Die Menge von 2ml reicht für die Behandlung von mind. zwei verschiedenen Zonen (z.B. Nasolabial & Stirnfalten). Die Kosten beim Dermatologen liegen für eine Zone 1ml bei CHF 400.- und für zwei Zonen 2ml bei CHF 700.-

Die Behandlung ist nicht besonders Schmerzhaft, da wir die Dermis (Lederhaut) unterspritzen. Alternativ kann aber eine betäubende Creme [Emla von Astra Zeneca] verwendet werden, die eine Stunde vor der Anwendung auf die Haut aufgetragen werden kann. Von Vorteil ist es, nach dem Einwirken die Creme von der Haut abzuwaschen.

Grundsätzlich kann jeder der sich das zutraut das HyaluronGel selbständig einspritzen. Lesen Sie dazu aufmerksam die beiliegende Bedienungsanleitung. Wir raten Ihnen jedoch einen Facharzt aufzusuchen. Und möchten zugleich auf einen Haftungsausschluss - aufgrund unsachgemässer Verwendung - unsererseits hinweisen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt.

Sie möchten sich selbst bleiben und natürlich aussehen. Bemerken aber wie Ihre Falten im Gesicht immer tiefer werden. Durch die Verwendung unseres biologisch hergestellten HyaluronGels werden Sie jünger und frischer aussehen. Somit erzielen sie auch einen psychologischen Effekt der Ihnen ein gutes Lebensgefühl vermittelt, wodurch sich insgesamt Ihre persönliche Ausstrahlung verbessert.

