

Acide hyaluronique Biovivendi



Acide hyaluronique Biovivendi

biovivendi®

Qu'est-ce que Biovivendi®?

Biovivendi est une série de charges dermiques à base d'acide hyaluronique réticulé qui sont utilisées pour traiter les signes du vieillissement. Les produits sont conçus pour lisser les contours et les rides, façonner les contours du visage et ajouter du volume aux lèvres. Biovivendi est sûr et efficace pour traiter l'ensemble du visage en créant une apparence plus beau et plus jeune.




Acide hyaluronique Biovivendi



Acide hyaluronique

1.1 Qu'est-ce que l'acide hyaluronique?

L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane non sulfaté. Distribué largement dans tout le corps dans le connectif, Tissus épithéliaux et neuraux. C'est l'un des principaux composants de la matrice extracellulaire et contribue de manière significative à la prolifération et la migration cellulaire. La personne moyenne a environ 15 grammes d'acide hyaluronique dans leur corps, dont un tiers est perdu et remplacé tous les jours.



1.2 L'acide hyaluronique est essentiel pour:


- Maîtriser les rides prématurées
- Augmenter l'hydratation de la peau
- Conserver la peau humide et lisse
- Augmenter l'élasticité de la peau
- Améliorer la synthèse du collagène
- Nourrir la croissance des cellules de la peau en bonne santé
- Favoriser le tonus de la peau ferme
- Supporter des articulations plus saines



Acide hyaluronique Biovivendi

La Biovivendi technologie

- ◇ La macromolécule d'acide hyaluronique forme des chaînes de hyaluronan droites.
- ◇ L'agent de réticulation développera des chaînes de hyaluronan dans la formation réticulaire.
- ◇ Utilisant la technologie de pointe, la molécule de formation réticulaire devient la matrice trois-dimensionnel, ce qui améliorera à la fois la viscosité et l'élasticité du gel.
- ◇ Après l'injection, l'obturateur HA bloque l'eau et se dilate instantanément. Ensuite, la dépression des tissus mous est remplie.



Acide hyaluronique Biovivendi



Biovivendi Finelines

Finelines est principalement utilisées pour les rides autour des yeux, les rides glabellaires, les pattes d'oie lacrymales sulcus et nasolabiales, etc.; habituellement être injecté dans le derme peu profond.

LES FONCTIONS SPÉCIALES

- ◇ Non-animal origin: sodium hyaluronate synthesized by bio-fermentation
- ◇ Réticulation: avec le butanediol diglycidyl éther (BDDE), l'agent de réticulation universellement reconnu comme le moins toxique de tous, ce qui garantit que le risque d'allergies est minime.
- ◇ Double action: charge à haute concentration: 24 mg/ml d'acide hyaluronique réticulé avec de l'acide hyaluronique libre bio-stimulant.



Biovivendi Finelines

Contenu	1ml, 2ml
Concentration	20mg/ml
Agent de réticulation	BDDE
Taille des particules	0.10-0.15mm

Acide hyaluronique Biovivendi

Biovivendi DERM

Derm is mainly used for lip wrinkles, brow wrinkles, correct of aging atrophy, dripping lips, sag cheek, facial asymmetry and fill earlobe; usually be injected into middle or deep dermis.

LES FONCTIONS SPÉCIALES

- ◇ Origine non animale: hyaluronate de sodium synthétisé par bio-fermentation
- ◇ Réticulation: avec le butanediol diglycidyl éther (BDDE), l'agent de réticulation universellement reconnu comme le moins toxique de tous, ce qui garantit que le risque d'allergies est minime.
- ◇ Double action: charge à haute concentration: 24 mg/ml d'acide hyaluronique réticulé avec de l'acide hyaluronique libre bio-stimulant.



Biovivendi DERM

Contenu	1ml, 2ml
Concentration	24mg/ml
Agent de réticulation	BDDE
Taille des particules	0.15-0.28mm

Acide hyaluronique Biovivendi

Biovivendi Deep

Deep est principalement utilisé pour le remplissage ou la mise en forme du visage ou du nez, repulpant les lèvres, tête, menton, etc. Effet de chirurgie plastique nasale: améliorer la mauvaise forme nasale, nez bas, nez de selle et pointe nasale. Habituellement être injecté dans le derme profond.

LES FONCTIONS SPÉCIALES

- ◇ Origine non animale: hyaluronate de sodium synthétisé par bio-fermentation.
- ◇ Réticulation: avec le butanediol diglycidyl éther (BDDE), l'agent de réticulation universellement reconnu comme le moins toxique de tous, ce qui garantit que le risque d'allergies est minime.
- ◇ Double action: charge à haute concentration: 24 mg/ml d'acide hyaluronique réticulé avec de l'acide hyaluronique libre bio-stimulant.



Biovivendi Deep

Contenu	1ml, 2ml
Concentration	24mg/ml
Agent de réticulation	BDDE
Taille des particules	0.28-0.50mm


Acide hyaluronique Biovivendi

Avantages et caractéristiques distinctives:

- ◇ Le traitement est immédiat, car il ne nécessite que quelques minutes et peut être effectué directement après une simple consultation médicale.
- ◇ L'application est pratiquement indolore et ne nécessite généralement aucune anesthésie.
- ◇ La seringue en verre est très pratique et facile à manipuler, elle permet un contrôle considérable sur la quantité injectée et donne un excellent effet de remplissage fini.
- ◇ Les résultats du traitement sont durables mais pas permanents; en effet, au fil du temps se produit une réabsorption naturelle de l'acide hyaluronique pur.

Main Treatment Areas

- Brow furrows
- Cheek augmentation
- Lips contour
- Lips augmentation
- Redefinition of the facial contour
- Temples
- Periorbital lines
- Nose augmentation
- Nasolabial folds
- Chin augmentation



Acide hyaluronique Biovivendi

Bonne efficacité




Avant et après



Acide hyaluronique Biovivendi

Bonne efficacité



Avant et après



Notre entreprise

Biovivendi la société de production et de négoce a été créée en avril 2011. Cette seringue à l'acide hyaluronique provient d'une entreprise de haute et nouvelle technologie intégrant la R & D, la production et la vente de biomatériaux médicaux. Avec un personnel qualifié, un système de gestion de la qualité complet et des installations de première classe, la société assure la production continue de produits d'injection qui confirment les lois et règlements de la FDA et EU MDD.

